

明细表1

表单名：1货物和服务询价申请单

操作时间：2022-09-20

物品名称	规格型号	单位	数量	技术要求1	备注
自动分杯系统 1000u1一次性 加样针（带滤 芯）	1000u1/支, 96支 /盒, 16盒/箱	箱	8	<ul style="list-style-type: none"> ▲1. 能匹配佛山卓越生物自动分杯系统型号ZY-T96（二代机型）使用，带滤芯插盒组装； 2. 采用医疗级PP原料，透明度好，灵活性高； 3. 移液量程：1-1000u1，透明带滤芯； 4. 确保精准移液，超低吸附，超低残留； 5. 温度耐受-80℃至121℃，刻度标识清晰透明度较好； 	
液体处理工作 站200u1一次性 导电加样针 （带滤芯）	200u1/支, 96支/ 盒, 24盒/箱	箱	5	<ul style="list-style-type: none"> ▲1. 能匹配Tecan型号Freedom EVO NAE150液体处理工作站使用，以及广州美基上磁吸核酸提取模块使用使用； 2. 200u1，盒装，高品质聚丙烯PP材质，黑色导电，带滤芯，灭菌； 3. 产品挺直无弯曲变形，具有极高的品质和精确性； 4. 具有良好的气密性； 5. 内管壁光滑减少挂壁和漏液； 	

<p>一次性普通透明荧光PCR封板膜</p>	<p>200块板/卷</p>	<p>卷</p>	<p>1</p>	<p>▲1. 能匹配宁波艾捷康宁自动化封膜仪型号AJSEALER-S使用； 2. 可用于实时荧光定量PCR扩增封板，适用384/96孔无裙边 /半裙边 /全裙边、深孔板、培养板等；也可用于ELISA反应板封板； 3. 产品尺寸：50m*80mm； 4. 耐受温度：-20℃至150℃； 5. 低自动荧光，自粘型，防粘手套款， 6. 极强粘性吸附，密封性好，可在热循环过程或样品保存过程中有效；防止鼓包、漏液、蒸发，交叉污染； 7. 透光率≥90%以上，同时适用国外设备顶部荧光和国内底部荧光检测； 8. 蒸发率≤3%； 9. 无DNase、无RNase及无污染、非灭菌。</p>	
------------------------	----------------	----------	----------	---	--