

明细表1

表单名：1货物和服务询价申请单
操作时间：2022-09-05

物品名称	规格型号	单位	数量	技术要求1	备注
SpotOn 测序芯片D版		个	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 芯片有512个通道，每个通道有4个纳米孔 2. 未使用的芯片有800个以上活性纳米孔为合格芯片 3. 芯片可重复使用，非一次性 4. 一张芯片的数据产量在10-30G之间，数据产量的多少主要取决于样本的质量 5. 适用于三代测序MK1C 	
新冠全基因组测序建库辅助试剂盒		盒	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. 标配新冠特异性引物 2. 每盒10人份反应用量 	
快速建库条码测序试剂盒		盒	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 快速barcode建库试剂盒，可实现多样本pooling快速建库 2. 每盒拥有12个不同barcode，每次最多可pooling 12个样本建库 3. 每盒试剂盒中测序接头用量为6个反应，每个反应最多可以pooling12个样本，一个试剂盒最多可满足72个样本建库测序 4. 适用于三代测序MK1C 	
芯片清洗试剂盒		盒	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 用于芯片清洗，实现芯片二次使用 2. 每盒试剂盒有6次反应用量 3. 适用于三代测序MK1C 	
磁力架		个	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 理想工作体积：10-2000uL 2. 可容纳16个1.5-2mL微量离心管 3. 可快速地将顶部的管架从磁力架基座上卸下，以用于重悬、涡旋、旋转或手动震荡样品 4. 适用于三代测序MK1C 	